



ArcticExpress(DE3) pRARE2 感受态细胞

● 产品规格

名称: ArcticExpress(DE3) pRARE2 Competent cells

货号: KTSM2421

规格: 20×100 μL

pUC19 质粒: 5 μL

保存条件: -70°C保存, 避免反复冻融。

● 基因型

$F^- ompT hsdS(rB^- mB^-) dcm^+ Tetr gal\lambda(DE3) endA Hte [cpn10 cpn60 Gent^R] pRARE2(Cam^R)$.

● 产品说明

ArcticExpress(DE3) pRARE2 细胞来源于 BL21-Gold 菌株, 缺乏细胞质蛋白酶 Lon 和外膜蛋白酶 OmpT。庆大霉素抗性的质粒能稳定表达海洋细菌 *Oleispira antarctica* 的两个低温分子伴侣 Cpn10(~10 kDa)和 Cpn60 (~57 kDa)。这些伴侣蛋白在较低温度 (4-12 °C) 下, 比大肠杆菌 GroEL/GroES 表现出更高的活性, 可促进重组蛋白的正确折叠, 增加重组蛋白的可溶性、产量和活性。该菌株的噬菌体 DE3 基因区, 可表达 T7RNA 聚合酶, 适用于含有 T7 启动子的原核表达载体 (如 pET 等) 和非 T7 启动子的表达载体 (如 pGEX、pMal, pTrc 等载体) 的高效表达。该菌株又携带 pRARE2 质粒, 可补充大肠杆菌缺乏的 7 种稀有密码子(AUA, AGG, AGA, CUA, CCC, GGA 和 CGG) 对应的 tRNA, 提高外源基因的表达水平。ArcticExpress(DE3) pRARE2 感受态细胞由特殊工艺制成, pUC19 质粒检测转化效率大于 1×10^7 cfu/μg DNA。

● 菌株抗性

具有庆大霉素、四环素、氯霉素抗性。对氨苄青霉素、卡那霉素、壮观霉素敏感。

● 操作方法

一、质粒转化步骤

1. 将感受态细胞置于冰水浴中化冻。待细胞刚化冻后, 加入质粒 DNA 或 5-10 μL 连接产物到细胞中, 用手指拨打管底, 轻轻混匀。
2. 冰水浴中放置 30 分钟, 不要晃动。



3. 42°C热击 60 秒钟，不要晃动。
4. 冰水浴中放置 2 分钟，不要晃动。
5. 加入 500 μL 无菌的 SOC 或 LB 培养基。
6. 置于 37°C摇床中，150-200 rpm 震荡复苏培养 60 分钟。
7. 取 50-100 μL 菌液涂布适当浓度的转化质粒的抗性抗生素的 LB 平板上。待液体吸干后，倒置平板，37°C培养 12-16 小时。

(平板划线分离法：复苏培养结束后，12,000 rpm 离心 30 秒钟，弃掉上清，留 100 μL 左右的液体，用 200 μL 吸头轻轻吹散菌块，取 10 μL 重悬的菌液分多点滴在平板上，倾斜吸头，用吸头头部的侧面将滴在平板上的液体来回划线。这个方法可以获得更多更大的单克隆菌落。)

二、蛋白表达步骤

1. 挑取单菌落，接种到 5 mL 的含 20 μg/mL 庆大霉素，30 μg/mL 的氯霉素以及用于选择表达质粒的合适的抗生素的 LB 培养基中。37°C，200-250 rpm 震荡培养细菌过夜。
2. 次日，将培养物 100 μL 转移到 5 mL 培养基中。在 30°C 下培养，并以 220–250 rpm 的转速振荡，培养细菌到 OD₆₀₀=0.5-1。
3. 将培养物转移至 10–13°C 的摇床，或调整温度到 10–13°C，并在 220–250 rpm 的转速下振荡培养，让培养物平衡至 10–13°C 至少 15 分钟后，向试管中加入最终浓度为 1 mM 的 IPTG 进行诱导。在 10–13°C 条件下，以 220–250 rpm 的转速振荡诱导培养 24 小时。(IPTG 终浓度和诱导培养时间应蛋白不同需要优化。)
4. 诱导完成后，离心收集菌体，用合适的方法（如考马斯亮蓝染胶法，Western-Blot 法或酶活性分析法）分析菌体裂解物的总蛋白、上清和沉淀组分，明确表达产物的表达状况（可溶性或不溶性表达）。
5. 大量表达时，可用 10 mL 过夜培养物转接到 1L 培养基中，当培养到 OD₆₀₀=0.4-0.8 时，加入 IPTG，10–13°C 诱导 24 h 过夜。不同蛋白表达的最佳条件有所不同，需在实验中优化。

声明：本产品仅供科学研究使用，不能用于人、动物的医疗或诊断程序等。